



Pruebas rápidas HIV



SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO




RightSign[®] HIV un riesgo para la vida

Pruebas rápidas HIV 1.2.O en placa.



TYPICAL SEROLOGICAL PROFILE IN HIV INFECTION



Basados en la tecnología de sándwich doble antígeno, el kit RightSign Prueba Rápida HIV 1.2.O proporciona un VPP (Valor Predictivo Positivo) y un VPN (Valor Predictivo Negativo) elevados por la detección tanto de anticuerpos IgG como IgM.



005

MONLAB SL – Carrer Selva de Mar, 48
08019 Barcelona - Spain
Tel: Tel +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894
www.monlab.com - mn.atcliente@monlab.com





Pruebas rápidas HIV

Pruebas rápidas HIV 1.2.O en placa. Resultados fiables en la detección del HIV

Resultados precisos

Método	HIV EIA		Total resultados	
	Resultados	Positivo		Negativo
RightSign HIV 1.2.0	Positivo	583	0	583
	Negativo	8	1527	1535
Total resultados		591	1527	2118


Sensibilidad: 99,9%

Especificidad: 99,5%

Precisión total: 99,6%

- Detección de anticuerpos tanto IgG como IgM
- Detección de los anticuerpos anti-HIV1(O) y anti-HIV-1 y HIV-2
- Basado en el principio de sándwich doble antígeno

Fácil procedimiento



Información para pedidos

Ref	Producto	Muestra	Formato	Presentación
IHIV-C42	Pruebas rápidas HIV en placa	Sangre Total Suero / Plasma	Placa	25 tests

