



Desechable



SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Se puede ser fiable y económico a la vez

Jeringas estériles de un solo uso



005

MONLAB SL – Carrer Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona
Tel : Tel +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894
www.monlab.es mn.atcliente@monlab.es



Jeringas estériles de un solo uso

Ref	Descripción	Cono Luer	Presentación
MO-870002	Jeringas 3 cuerpos sin aguja 2 mL	Concéntrico	18 cajas x100 u

Caducidad 4 años **Esterilización** Óxido de etileno

Ref	Descripción	Cono Luer	Presentación
MO-870005	Jeringas 3 cuerpos sin aguja 5 mL	Concéntrico	12 cajas x100 u

Caducidad 4 años **Esterilización** Óxido de etileno

Ref	Descripción	Cono Luer	Presentación
MO-870010	Jeringas 3 cuerpos sin aguja 10 mL	Excéntrico	12 cajas x100 u

Caducidad 4 años **Esterilización** Óxido de etileno

Ref	Descripción	Cono Luer	Presentación
MO-870020	Jeringas 3 cuerpos sin aguja 20 mL	Excéntrico	12 cajas x 50 u

Caducidad 4 años **Esterilización** Óxido de etileno



Características



Jeringas de tres piezas de un solo uso con goma de doble contacto que asegura un sellado perfecto y hermético.



Cuerpo de la jeringa transparente, facilitando la detección de burbujas de aire y la clara visualización del contenido.



Deslizamiento del émbolo suave.



Marcas de la escala fácilmente visibles que permiten una dosificación/extracción precisa.



Aletas y botón de empuje en la parte trasera del émbolo para un control de la estabilidad durante el pinchazo.



Empaquetadas individualmente en un envase estéril que mantiene cada jeringa en condiciones estériles hasta el momento de su uso y facilitando su retirada aseptica.



El tope de parada del émbolo previene de accidentes y salpicaduras evitando la exposición a fluidos.