

# Infusión

**Catéter periférico intravenoso recto Surflash™**

**Catéter periférico intravenoso recto Surflo®**

**Catéter periférico intravenoso con alas Surflo®**

**Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección Surflo®**

**Set de infusión con alas Surflo®**

**Catéter periférico intravenoso recto Versatus™**

**Catéter periférico intravenoso con alas Versatus™**

**Catéter periférico intravenoso con puerto Versatus™**

**Kit catéter venoso central - Un Lumen**

**Kit catéter venoso central - Dos Lumen**

**Kit catéter venoso central - Tres Lumen**






**Kit catéter venoso central - Cuatro Lumen**

**Kit catéter venoso central - Cinco Lumen**

# Catéter Intravenoso

**Catéter periférico intravenoso recto Surflash™**



Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR*FF2419	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Amarillo	50	2000
SR*FF2225	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Azul	50	2000
SR*FF2032	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Rosa	50	2000
SR*FF2051	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Rosa	50	2000
SR*FF1832	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Verde	50	2000
SR*FF1851	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Verde	50	2000
SR*FF1651	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Gris	50	2000
SR*FF1464	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Naranja	50	2000

Código producto	Catéter externo		Catéter interno	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	Diámetro mm	Diámetro mm		
SR*FF2419	24	0.67	0.47	19	15
SR*FF2225	22	0.85	0.60	25	38
SR*FF2032	20	1.10	0.80	32	67
SR*FF2051	20	1.10	0.80	51	59
SR*FF1832	18	1.30	0.95	32	99
SR*FF1851	18	1.30	0.95	51	88
SR*FF1651	16	1.70	1.30	51	184
SR*FF1464	14	2.17	1.73	64	282

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO <sub>4</sub>
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Acero inoxidable
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable recubierto de silicona
Cono aguja	Policarbonato
Tapa Luer	Polipropileno
Filtro de aire	Filtrado de la membrana de polipropileno hidrófobo
Caja con tapa de color	Polipropileno

**Esterilizado por óxido de etileno**  
**Caducidad: 5 años**












# Catéter Periférico Intravenoso Recto

Catéter periférico intravenoso recto Surflo®



# Catéter Periférico Intravenoso Recto

# Infusión

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR-OX2419CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Amarillo	50	500
SR-OX2225CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Azul	50	500
SR-OX2032CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Rosa	50	500
SR-OX2051CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Rosa	50	500
SR-OX1832CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Verde	50	500
SR-OX1851CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Verde	50	500
SR-OX1864CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Verde	50	500
SR-OX1651CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Gris	50	500
SR-OX1664CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Gris	50	500
SR-OX1464CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo Diámetro		Catéter interno Diámetro	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm	mm		
SR-OX2419CF	24	0.68	0.48	19	18
SR-OX2225CF	22	0.86	0.60	25	37
SR-OX2032CF	20	1.10	0.80	32	64
SR-OX2051CF	20	1.10	0.80	51	53
SR-OX1832CF	18	1.31	0.98	32	105
SR-OX1851CF	18	1.31	0.98	51	95
SR-OX1864CF	16	1.31	0.98	64	92
SR-OX1651CF	16	1.71	1.34	51	208
SR-OX1664CF	16	1.71	1.34	64	195
SR-OX1464CF	14	2.15	1.75	64	325

## Componentes

Tubo catéter

Cono catéter

Cuña metálica

Cánula interna de la aguja

Cono aguja

Tapa Luer

Filtro de aire

## Materiales

ETFE, fluoropolímero de etileno + BaSO<sub>4</sub>

Polipropileno

Acero inoxidable

Acero inoxidable recubierto de silicona

Policarbonato

Polipropileno

Filtrado de la membrana de polipropileno hidrófobo

**Esterilizado por óxido de etileno**

**Caducidad: 5 años**









# Catéter Periférico Intravenoso con Alas

Catéter periférico intravenoso con alas Surflo®



# Catéter Periférico Intravenoso con Alas

# Infusión

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DM2619WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Morado	50	500
SR+DM2419WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Amarillo	50	500
SR+DM2225WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Azul	50	500
SR+DM2032WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Rosa	50	500
SR+DM1832WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Verde	50	500
SR+DM1845WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Verde	50	500
SR+DM1745WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Blanco	50	500
SR+DM1645WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Gris	50	500
SR+DM1445WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo		Catéter interno	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	Diámetro mm	Diámetro mm		
SR+DM2619WX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DM2419WX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DM2225WX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DM2032WX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DM1832WX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DM1845WX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DM1745WX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DM1645WX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DM1445WX	14	2.00	1.55	45	290


Componentes	Materiales
Catéter	Perfluoroetileno copolímero de propileno + BaSO <sub>4</sub>
Cono del ala	Polipropileno
Cuña metálica	Polioximetileno
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono aguja	Estireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno

**Esterilizado por óxido de etileno**  
**Caducidad: 5 años**



# Catéter Periférico Intravenoso con Puerto







**Catéter periférico intravenoso con puerto Surflo®**





# Catéter Periférico Intravenoso con Puerto

# Infusión

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DM2619PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Morado	50	500
SR+DM2419PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Amarillo	50	500
SR+DM2225PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Azul	50	500
SR+DM2032PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Rosa	50	500
SR+DM1832PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Verde	50	500
SR+DM1845PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Verde	50	500
SR+DM1745PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Blanco	50	500
SR+DM1645PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Gris	50	500
SR+DM1645PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo Diámetro		Catéter interno Diámetro	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm	mm		
SR+DM2619PX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DM2419PX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DM2225PX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DM2032PX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DM1832PX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DM1845PX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DM1745PX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DM1645PX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DM1445PX	14	2.00	1.55	45	290


Componentes	Materiales
Catéter	Perfluoroetileno copolímero de propileno + BaSO <sub>4</sub>
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Poloximetileno
Válvula puerto de inyección	Silicona de caucho (libre de látex)
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono aguja	Estireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno
Accesorio de ventilación	Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno











**Esterilizado por óxido de etileno**  
**Caducidad: 5 años**



# Set de Infusión con Alas

Set de infusión con alas Surflo®



Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SV-18BL	Set de infusión con alas	 Rosa	50	500
SV-19BL	Set de infusión con alas	 Marfil	50	500
SV-21BL	Set de infusión con alas	 Verde	50	500
SV-22BL	Set de infusión con alas	 Negro	50	500
SV-23BL	Set de infusión con alas	 Azul	50	500
SV-25BL	Set de infusión con alas	 Naranja	50	500
SV*27EL	Set de infusión con alas	 Gris	100	1000
SV*19BI	Set infusión con alas con conexión intermitente	 Marfil	50	500
SV*21BI	Set infusión con alas con conexión intermitente	 Verde	50	500
SV*23BI	Set infusión con alas con conexión intermitente	 Azul	50	500

Código producto	Catéter externo		Longitud cánula mm	Espacio muerto Volumen ml	Longitud tubo mm
	Gauge	Diámetro mm			
SV-18BL	18	1.2	19	0.44	300
SV-19BL	19	1.1	19	0.43	300
SV-21BL	21	0.8	19	0.42	300
SV-22BL	22	0.7	19	0.42	300
SV-23BL	23	0.6	19	0.41	300
SV-25BL	25	0.5	19	0.41	300
SV*27EL	27	0.4	13	0.27	200
SV*19BI	19	1.1	19	0.43	90
SV*21BI	21	0.8	19	0.42	90
SV*23BI	23	0.6	19	0.41	90

Componentes	Materiales
Protector	Polietileno
Cánula	Acero inoxidable
Cono alas	Cloruro de polivinilo + master batch
Tubo	Cloruro de polivinilo
Adaptador (EL/BI - artículos)	PMMA
Adaptador (BL - artículos)	Polipropileno
Tapa adaptador (EL - artículos)	Polipropileno/Polietileno
Tapa adaptador (BL - artículos)	Polietileno + master batch
Tapa de goma (BI - artículos)	Isopreno sintético


**Esterilizado por óxido de etileno**  
**Caducidad: 5 años**



# Catéter Periférico Intravenoso Recto

Catéter periférico intravenoso recto Versatus™



Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR*OF2419	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Amarillo	50	200
SR*OF2225	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Azul	50	200
SR*OF2032	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Rosa	50	200
SR*OF2051	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Rosa	50	200
SR*OF1832	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Verde	50	200
SR*OF1851	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Verde	50	200
SR*OF1651	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Gris	50	200
SR*OF1464	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Naranja	50	200

Código producto	Catéter externo Diámetro		Catéter interno Diámetro	Longitud catéter
	Gauge	mm	mm	mm
SR*OF2419	24	0.67	0.47	19
SR*OF2225	22	0.85	0.60	25
SR*OF2032	20	1.10	0.80	32
SR*OF2051	20	1.10	0.80	51
SR*OF1832	18	1.30	0.95	32
SR*OF1851	18	1.30	0.95	51
SR*OF1651	16	1.70	1.30	51
SR*OF1464	14	2.17	1.73	64

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO <sub>4</sub>
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Acero inoxidable
Cánula de la aguja interna	Acero inoxidable
Cono aguja	Policarbonato
Filtro de aire	Poliéster - clorados PVC
Tapa filtro	Poliestireno
Tapa Protector	Polipropileno
Protector	Polipropileno

**Esterilizado por óxido de etileno**  
**Caducidad: 5 años**












# Catéter Periférico Intravenoso con Alas

**Catéter periférico intravenoso con alas Versatus™**



# Catéter Periférico Intravenoso con Alas

## Infusión

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DU2619WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Violeta	50	500
SR+DU2419WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Amarillo	50	500
SR+DU2225WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Azul	50	500
SR+DU2032WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Rosa	50	500
SR+DU1832WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Verde	50	500
SR+DU1845WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Verde	50	500
SR+DU1745WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Blanco	50	500
SR+DU1645WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Gris	50	500
SR+DU1445WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo Diámetro		Catéter interno Diámetro	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm	mm		
SR+DU2619WX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DU2419WX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DU2225WX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DU2032WX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DU1832WX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DU1845WX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DU1745WX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DU1645WX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DU1445WX	14	2.00	1.55	45	290

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO <sub>4</sub>
Cono ala catéter	Polipropileno + master batch
Cuña metálica	Polioximetileno copolímero
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Tapa aguja	Poliestireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno
Filtro de ventilación	Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno
Pack individual	Parcialmente recubiertos por papel de grado médico Película de termoformado: laminado de polietileno/ aglomerado polipropileno

**Esterilizado por óxido de etileno**  
**Caducidad: 5 años**



# Catéter Periférico Intravenoso con Puerto

**Catéter periférico intravenoso con puerto Versatus™**





Código producto	Descripción	Código Color	Box Size	Carton Size
SR+DU2619PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Violeta	50	500
SR+DU2419PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Amarillo	50	500
SR+DU2225PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Azul	50	500
SR+DU2032PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Rosa	50	500
SR+DU1832PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Verde	50	500
SR+DU1845PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Verde	50	500
SR+DU1745PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Blanco	50	500
SR+DU1645PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Gris	50	500
SR+DU1445PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo		Catéter interno	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	Diámetro mm	Diámetro mm		
SR+DU2619PX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DU2419PX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DU2225PX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DU2032PX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DU1832PX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DU1845PX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DU1745PX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DU1645PX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DU1445PX	14	2.00	1.55	45	290

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO <sub>4</sub>
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Polioximetileno copolímero
Válvula puerto de inyección	Silicona de caucho (libre de látex)
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono aguja	Poliestireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno
Filtro de ventilación	Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno
Cierre puerto	Polipropileno + master batch
Pack individual	Parcialmente recubiertos por papel de grado médico Película de termoformado: laminado de polietileno/ aglomerado polipropileno

**Esterilizado por óxido de etileno**

**Caducidad: 5 años**



# Kit Catéter Venoso Central

Un Lumen



Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+SL0515K	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+SL0517K	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+SL0520K	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+SL0615K	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+SL0617K	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+SL0620K	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+SL0715K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+SL0717K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+SL0720K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+SL0730K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+SL0815K	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+SL0817K	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	17cm	10	120
CV+SL0820K	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	20 cm	10	120

CV+SL0515KN	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+SL0517KN	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+SL0520KN	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+SL0615KN	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+SL0617KN	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+SL0620KN	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+SL0715KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+SL0717KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+SL0720KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+SL0730KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+SL0815KN	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+SL0817KN	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+SL0820KN	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	20 cm	10	120

Código producto	Lumen distal
	<b>G</b>
CV+SL0515K	16
CV+SL0517K	16
CV+SL0520K	16
CV+SL0615K	15
CV+SL0617K	15
CV+SL0620K	15
CV+SL0715K	14
CV+SL0717K	14
CV+SL0720K	14
CV+SL0730K	14
CV+SL0815K	12
CV+SL0817K	12
CV+SL0820K	12
CV+SL0515KN	16
CV+SL0517KN	16
CV+SL0520KN	16
CV+SL0615KN	15
CV+SL0617KN	15
CV+SL0620KN	15
CV+SL0715KN	14
CV+SL0717KN	14
CV+SL0720KN	14
CV+SL0730KN	14
CV+SL0815KN	12
CV+SL0817KN	12
CV+SL0820KN	12

Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
<b>Catéter</b>			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
<b>Introduccionador</b>			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
<b>Guía de la jeringa</b>			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
<b>Guía</b>			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
<b>Dilatador</b>			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
<b>Escalpele</b>			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
<b>Fijador con alas movible</b>			
Alas	PVC	Fijador	ABS

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*



# Kit Catéter Venoso Central

**Dos Lumen**



Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+DL0515K	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+DL0517K	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+DL0520K	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+DL0615K	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+DL0617K	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+DL0620K	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+DL0715K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+DL0717K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+DL0720K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+DL0730K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+DL0815K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+DL0817K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+DL0820K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+DL0830K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	30 cm	10	120

CV+DL0515KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+DL0517KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+DL0520KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+DL0615KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+DL0617KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+DL0620KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+DL0715KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+DL0717KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+DL0720KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+DL0730KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+DL0815KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+DL0817KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+DL0820KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+DL0830KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	30 cm	10	120

Código producto	Lumen distal	Lumen proximal
	G	G
CV+DL0515K	18	20
CV+DL0517K	18	20
CV+DL0520K	18	20
CV+DL0615K	18	18
CV+DL0617K	18	18
CV+DL0620K	18	18
CV+DL0715K	16	16
CV+DL0717K	16	16
CV+DL0720K	16	16
CV+DL0730K	16	16
CV+DL0815K	14	14
CV+DL0817K	14	14
CV+DL0820K	14	14
CV+DL0830K	14	14

CV+DL0515KN	18	20
CV+DL0517KN	18	20
CV+DL0520KN	18	20
CV+DL0615KN	18	18
CV+DL0617KN	18	18
CV+DL0620KN	18	18
CV+DL0715KN	16	16
CV+DL0717KN	16	16
CV+DL0720KN	16	16
CV+DL0730KN	16	16
CV+DL0815KN	14	14
CV+DL0817KN	14	14
CV+DL0820KN	14	14
CV+DL0830KN	14	14


Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
<b>Catéter</b>			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
<b>Introduccionador</b>			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
<b>Guía de la jeringa</b>			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
<b>Guía</b>			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
<b>Dilatador</b>			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
<b>Escalpelo</b>			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
<b>Fijador con alas movible</b>			
Alas	PVC	Fijador	ABS

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*



# Kit Catéter Venoso Central

Tres Lumen





Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+TL0615K	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+TL0617K	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+TL0620K	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+TL0715K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+TL0717K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+TL0720K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+TL0730K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+TL0815K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+TL0817K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+TL0820K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+TL0830K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	30 cm	10	120
CV+TL0615KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+TL0617KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+TL0620KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+TL0715KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+TL0717KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+TL0720KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+TL0730KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+TL0815KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+TL0817KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+TL0820KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+TL0830KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	30 cm	10	120

Código producto	Lumen distal	Lumen medial	Lumen proximal
	G	G	G
CV+TL0615K	18	20	20
CV+TL0617K	18	20	20
CV+TL0620K	18	20	20
CV+TL0715K	16	18	18
CV+TL0717K	16	18	18
CV+TL0720K	16	18	18
CV+TL0730K	16	18	18
CV+TL0815K	14	16	17
CV+TL0817K	14	16	17
CV+TL0820K	14	16	17
CV+TL0830K	14	16	17
CV+TL0615KN	20	18	20
CV+TL0617KN	20	18	20
CV+TL0620KN	20	18	20
CV+TL0715KN	18	16	18
CV+TL0717KN	18	16	18
CV+TL0720KN	18	16	18
CV+TL0730KN	18	16	18
CV+TL0815KN	16	14	17
CV+TL0817KN	16	14	17
CV+TL0820KN	16	14	17
CV+TL0830KN	16	14	17

Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
<b>Catéter</b>			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
<b>Introduccionador</b>			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
<b>Guía de la jeringa</b>			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
<b>Guía</b>			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
<b>Dilatador</b>			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
<b>Escalpelito</b>			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
<b>Fijador con alas movible</b>			
Alas	PVC	Fijador	ABS

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*



# Kit Catéter Venoso Central

Cuatro Lumen



**MT**  
Multi Tube

Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+4MT0615K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0617K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0620K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0625K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0630K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0715K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0717K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0720K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0725K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0730K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0815K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0817K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0820K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0825K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0830K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0915K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0917K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0920K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0925K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0930K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0615KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0617KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0620KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0625KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0630KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0715KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0717KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0720KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0725KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0730KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0815KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0817KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0820KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0825KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0830KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0915KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0917KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0920KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0925KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0930KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	30 cm	5	120

Código producto	Lumen distal	Lumen medial 1	Lumen medial 2	Lumen proximal
	G	G	G	G
CV+4MT0615K	16	20	20	20
CV+4MT0617K	16	20	20	20
CV+4MT0620K	16	20	20	20
CV+4MT0625K	16	20	20	20
CV+4MT0630K	16	20	20	20
CV+4MT0715K	16	18	20	20
CV+4MT0717K	16	18	20	20
CV+4MT0720K	16	18	20	20
CV+4MT0725K	16	18	20	20
CV+4MT0730K	16	18	20	20
CV+4MT0815K	14	16	18	18
CV+4MT0817K	14	16	18	18
CV+4MT0820K	14	16	18	18
CV+4MT0825K	14	16	18	18
CV+4MT0830K	14	16	18	18
CV+4MT0915K	12	16	18	18
CV+4MT0917K	12	16	18	18
CV+4MT0920K	12	16	18	18
CV+4MT0925K	12	16	18	18
CV+4MT0930K	12	16	18	18
CV+4MT0615KN	16	20	20	20
CV+4MT0617KN	16	20	20	20
CV+4MT0620KN	16	20	20	20
CV+4MT0625KN	16	20	20	20
CV+4MT0630KN	16	20	20	20
CV+4MT0715KN	16	18	20	20
CV+4MT0717KN	16	18	20	20
CV+4MT0720KN	16	18	20	20
CV+4MT0725KN	16	18	20	20
CV+4MT0730KN	16	18	20	20
CV+4MT0815KN	14	16	18	18
CV+4MT0817KN	14	16	18	18
CV+4MT0820KN	14	16	18	18
CV+4MT0825KN	14	16	18	18
CV+4MT0830KN	14	16	18	18
CV+4MT0915KN	12	16	18	18
CV+4MT0917KN	12	16	18	18
CV+4MT0920KN	12	16	18	18
CV+4MT0925KN	12	16	18	18
CV+4MT0930KN	12	16	18	18


Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
<b>Catéter</b>			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
<b>Introduccionador</b>			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
<b>Guía de la jeringa</b>			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
<b>Guía</b>			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
<b>Dilatador</b>			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
<b>Escalpelito</b>			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
<b>Fijador con alas movible</b>			
Alas	PVC	Fijador	ABS

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*



# Kit Catéter Venoso Central

**Cinco Lumen**



**MT**  
Multi Tube

Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+5MT0715K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0717K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0720K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0725K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0730K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0815K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0817K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0820K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0825K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0830K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0915K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0917K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0920K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0925K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0930K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0715KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0717KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0720KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0725KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0730KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0815KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0817KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0820KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0825KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0830KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0915KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0917KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0920KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0925KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0930KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	30 cm	5	120



# Kit Catéter Venoso Central cinco Lumen

## Infusión

Código producto	Lumen distal	Lumen medial 1	Lumen medial 2	Lumen medial 3	Lumen proximal
	G	G	G	G	G
CV+5MT0715K	16	20	20	21	21
CV+5MT0717K	16	20	20	21	21
CV+5MT0720K	16	20	20	21	21
CV+5MT0725K	16	20	20	21	21
CV+5MT0730K	16	20	20	21	21
CV+5MT0815K	16	17	18	20	20
CV+5MT0817K	16	17	18	20	20
CV+5MT0820K	16	17	18	20	20
CV+5MT0825K	16	17	18	20	20
CV+5MT0830K	16	17	18	20	20
CV+5MT0915K	12	16	18	18	18
CV+5MT0917K	12	16	18	18	18
CV+5MT0920K	12	16	18	18	18
CV+5MT0925K	12	16	18	18	18
CV+5MT0930K	12	16	18	18	18
CV+5MT0715KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0717KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0720KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0725KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0730KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0815KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0817KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0820KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0825KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0830KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0915KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0917KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0920KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0925KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0930KN	12	16	18	18	18

Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
<b>Catéter</b>			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
<b>Introduccionador</b>			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
<b>Guía de la jeringa</b>			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
<b>Guía</b>			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
<b>Dilatador</b>			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
<b>Escalpele</b>			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
<b>Fijador con alas movible</b>			
Alas	PVC	Fijador	ABS

*Esterilizado por óxido de etileno  
Caducidad: 3 años*

