

MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

SECUR BIOP®
FORMALeasy

Envases seguros para BIOPSIAS

Sugerencias de aplicación para cada tamaño de SecurBiop®,
SecurBiop®Double y FORMALeasy® para diferentes muestras de biopsia



5-10 mL



10+10 mL



20 mL



10+10mL -20mL- 30mL



60 mL



300 mL




900-1200-2000 mL

FORMALeasy® 5-10 mL

Sugerencias de aplicación:

- G.I.(Tracto Gastro-Intestinal)
- Biopsia del endometrio
- Biopsia ósea
- Biopsia hepática
- Biopsia pulmonar



SecurBiop® 10+10 mL

Sugerencias de aplicación:

- G.I. (Tracto gastrointestinal)
- Biopsia hepática
- Biopsia del endometrio
- Biopsia pulmonar



MONLAB

SecurBiop® 20 mL

Sugerencias de aplicación:

- Polipectomía
- Biopsia hepática
- Biopsia de piel
- G.I. (Tracto gastrointestinal)
- Biopsia ósea
- Biopsia de mama
- Biopsia pulmonar

SECUR BIOP®
FORMALEasy



Las aplicaciones descritas en este folleto no son más que sugerencias de uso. La elección final del envase dependerá en último término del profesional sanitario/usuario final de los mismos.

SecurBiop® Double


Sugerencias de aplicación:

20 mL - 30 mL

- Biopsia pulmonar
- Biopsia de piel
- Biopsia ósea
- Biopsia de mama
- Biopsia hepática
- Polipectomía

10+10 mL

- Biopsia Gastro-intestinal
- Biopsia hepática
- Biopsia ginecológica
- Biopsia pulmonar



Los 30 mL pueden contener hasta 2 cassettes de histología



MONLAB

SECUR BIOP®
FORMALEasy

SecurBiop® 60 mL

Sugerencias de aplicación:

- Colecistectomía
- Biopsia de piel
- Biopsia de próstata
- Polipectomía



Puede contener hasta 3 cassettes de histología

Las aplicaciones descritas en este folleto no son más que sugerencias de uso. La elección final del envase dependerá en último término del profesional sanitario/usuario final de los mismos.

MONLAB

SECUR BIOP®
FORMALEASY

Secur Biop® Double 300 mL

Sugerencias de aplicación:

- Colecistectomía
- Cirugía General
- Biopsia de próstata
- Biopsia ginecológica



Puede contener hasta 15 cassettes de histología



Las aplicaciones descritas en este folleto no son más que sugerencias de uso. La elección final del envase dependerá en último término del profesional sanitario/usuario final de los mismos.

MONLAB

SECUR BIOP®
FORMALEasy

SecurBiop® 900, 1200, 2000 mL

Sugerencias de aplicación:

- Biopsia de próstata
- Extracción de órganos completos o partes de órganos



Bandeja de porta biopsias (Puede contener hasta 10 cassettes de histología)

- El 900 mL cubre 2 bandejas de cassettes
- El 1200 mL cubre 3 bandejas de cassettes
- El 2000 mL cubre 5 bandejas de cassettes



Las aplicaciones descritas en este folleto no son más que sugerencias de uso. La elección final del envase dependerá en último término del profesional sanitario/usuario final de los mismos.

Neutralizador de Formaldehído

Novok® es una solución acuosa patentada (Patente número IO174468) que oxida rápidamente las moléculas de formaldehído al contacto sin dejar residuos.

Los procedimientos y los productos ordinarios de limpieza no pueden garantizar una descontaminación apropiada de las superficies contaminadas después de un derrame accidental: por eso, el residuo de formol no tratado seguirá liberando moléculas de formaldehído al medio ambiente circundante.

Por el contrario, novok® permite al equipo sanitario alcanzar un alto nivel de descontaminación dentro del lugar de trabajo cada vez que sea necesario. Se recomienda añadir novok® a los procedimientos de limpieza ordinarios, con el fin de tener un lugar de trabajo más seguro y una exposición mínima a la sustancia peligrosa.

El Paquete de control de formol novok® está específicamente diseñado como solución ideal contra las contaminaciones diarias de formol, para tratar derrames pequeños instantáneamente, eficazmente y de manera segura.

El Set contiene:

- Dos envases de 500 ml de solución acuosa antiformal: novok®.
- 100 g de solidificador de formaldehído: novok-pow®.

Fue elaborado con la finalidad de contener rápidamente el formol y convertirlo en una masa sólida fácilmente removible. 100 g de novok-pow® pueden absorber hasta 15 litros de formol.



NOVOKIT

Kit de respuesta a derrames de formol

Novokit® es un kit de respuesta de emergencia específicamente diseñado para contener de manera segura y limpiar hasta 2,5 litros de formol derramado.

Este kit es un artículo esencial en el ámbito sanitario, especialmente en los departamentos donde los profesionales tienen que manejar cantidades considerables de formol en su trabajo cotidiano.

Contenido de novokit®:

- Neutralizador de formaldehído novok® de 500ml.
- Solidificador de formaldehído novok-pow® de 200g.
- Guantes de nitrilo.
- Gafas con ventilación directa.
- Escobilla y recogedor.
- Respirador con filtros para formaldehído.
- Almohadilla absorbente.
- Bata de hospital desechable.
- Bolsa para material biológico peligroso.
- Cubre-zapatos.
- Señal de "precaución".
- Hoja de instrucciones.



MONLAB

SecurBiop® 2000

Ref
MOL-SB-2000
Pres.
Cajas de 4 unidades
Observaciones
SecurBiop® 2000 mL Biop. 1900 cm³



SecurBiop® 1200

Ref
MOL-SB-1200
Pres.
Cajas de 4 unidades
Observaciones
SecurBiop® 1200 mL Biop. 1900 cm³



SecurBiop® 900

Ref
MOL-SB-900
Pres.
Cajas de 4 unidades
Observaciones
SecurBiop® 900 mL Biop. 1900 cm³



SecurBiop® 60

Ref
MOL-SB-60
Pres.
Cajas de 10x8=80 unidades
Observaciones
SecurBiop® 60 mL Biop. 3,5 cm³



SecurBiop® 20

Ref
MOL-SB-20
Pres.
Cajas de 20x12=240 unidades
Observaciones
SecurBiop® 20 mL Biop. 1 cm³



SecurBiop® 10+10

Ref
MOL-SB-10+10
Pres.
Cajas de 10x14=140 unidades
Observaciones
SecurBiop® 10 mL+10 mL Biop. 1 cm³



FORMALeasy® 10

Ref
MOL-FE-10
Pres.
Caja completa de 100 unid
Observaciones
FORMALeasy® 10 mL Biop. 3,5 mm Ø



FORMALeasy® 5

Ref
MOL-FE-5
Pres.
Caja completa de 100 unid
Observaciones
FORMALeasy® 5 mL Biop. 3,5 mm Ø



SecurBiop® Double 20

Ref
MOL-SD20
Pres.
Cajas de 20x8=160 unidades
Observaciones
SecurBiop® Doble 20 mL Biop. 1 cm³



SecurBiop® Double 30

Ref
MOL-SD30
Pres.
Cajas de 20x8=160 unidades
Observaciones
SecurBiop® Doble 30 mL Biop. 1 cm³



SecurBiop® Double 10+10

Ref
MOL-SD10+10 FISI
Pres.
Cajas de 10x16=160 unidades
Observaciones
SecurBiop® Doble 10+10 mL Biop. 1 cm³



SecurBiop® Double 300

Ref
MOL-S300
Pres.
Cajas de 25 unidades
Observaciones
SecurBiop® Doble 300 mL Biop. 15 cm³



SECUR BIOP®
FORMALeasy®

MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO


SECUR BIOP[®]

FORMALEasy

Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona - Spain Tel. +34 93 433 58 60 - Fax +34 93 436 38 94 - pedidos@monlab.es

www.monlab.es

